



# Gebruiksaanwijzing: ziekenhuis insulinaald

Gelre ziekenhuizen heeft gekozen voor het introduceren van de veilige insulinaald BD AutoShield Duo, zodat prikaccidenten kunnen worden voorkomen. Jaarlijks vinden er in Europa ongeveer 1.200.000 prikaccidenten plaats. Uit onderzoek blijkt aan dat 86% van de prikaccidenten vermijdbaar zijn. 60% van deze prikaccidenten zijn te voorkomen met een veiligheidssysteem; bijvoorbeeld BD AutoShield Duo. Met het gebruik van deze insulinaald voldoet Gelre ziekenhuizen aan de Europese richtlijnen.



## Wat betekent dit voor u?

Zodra u bent opgenomen in het ziekenhuis krijgt u naalden van het ziekenhuis. U mag uw eigen naalden dus niet in het ziekenhuis gebruiken. Het gebruik van deze naalden is voor uw eigen veiligheid en dat van het ziekenhuis personeel. Het gebruik is even wennen vandaar dat we u via deze folder meer vertellen over het gebruik over deze insulinaald. Heeft u vragen? Aarzel dan niet uw verpleegkundige uw vraag te stellen.

## Onze naald past op uw pen

De veiligheidsnaald is zo ontworpen dat de naald past op alle gangbare pennen:

Eli Lilly						Novo Nordisk						Sanofi -Aventis		
														
KwikPen	Humapen LUXURA	Humapen MEMOIR	Humalog Pen	Byetta	Byetta	NovoPen4	NovoPen3	NovoPen Junior	FlexPen	Innolet	Victoza	ClikStar	SoloStar	SoloStar



## Gebruiksaanwijzing

<p>De naald op de pen draaien</p>	<p>Beschermkap verwijderen</p>	<p>De pen omhoog ontluchten met twee eenheden.</p>
	<p>Naald bevindt zich volledig in de huid als de doorschijnende naaldbeschermmer zich terugtrekt en de witte huls in contact komt met de huid.</p>	
<p>De dosis instellen</p>	<p>Huid strakhouden Injecteren + <b>hoorbare klik</b></p>	<p>Loodrecht onder 90 graden (geen huidplooi)</p>
<p>Injecteer en wacht minstens 10 seconden</p>	<p>Verwijder de pen van de huid</p>	<p>De naald veilig weggooien</p>
<p>De naald is geblokkeerd bij oranje en rood.</p>	<p>Gooi de gebruikte naald in een naaldencontainer</p>	